

DENTAL WEGWEISER

Richtig fragen, sicher entscheiden. Unsere Wegweiser unterstützen Sie bei der Auswahl der für Ihre Bedürfnisse passenden digitalen Lösung.

WE ARE DIGITAL
DENTISTRY.

INHALTS VERZEICHNIS

SCAN & DESIGN Wegweiser	3
DIGITAL READY (3Shape Edition)	5
DIGITAL READY (MEDIT Edition)	7
CAM Wegweiser	9
3D PRINT Wegweiser	11
OFEN Wegweiser	13
NEXT STEP: GO DIGITAL	15

IN 3 SCHRITTEN ZUR PASSENDEN LÖSUNG



Aufgabenfeld auswählen

Wählen Sie den Bereich, der für Sie relevant ist – vom Scannen und Konstruieren über Fräsen und 3D-Druck bis zum Sintern, Pressen und Brennen.



Bedarf eingrenzen

Der jeweilige Wegweiser bietet Ihnen eine erste Orientierung und hilft dabei, Ihre Anforderungen einzugrenzen. Anwendung, Ausstattung und gewünschter Workflow zeigen, welche Lösungen grundsätzlich für Sie infrage kommen.



Passende Lösung finden

Auf Basis dieser ersten Auswahl finden wir gemeinsam mit Ihnen im persönlichen Beratungsgespräch die Lösung, die optimal zu Ihren Anforderungen passt – von der Geräte- und Ausstattungsvariante bis zum passenden Bundle.

SCAN & DESIGN

WEGWEISER

Finden Sie die passende Scanner-Lösung für Ihr Labor / Ihre Praxis.

Wählen Sie das Setup, das zu Ihren Anforderungen passt - von **Scanner Only** bis zur **Komplettlösung**.



	Scanner Only	Scan Ready	Scan & Design BASIC	Scan & Design PLUS	Scan & Design PREMIUM
Laborscanner	✓	✓	✓	✓	✓
PC / Workstation	-	✓	✓	✓	✓
Monitor	-	✓	✓	✓	✓
Tastatur & Maus	-	✓	✓	✓	✓
DentalCAD Basisversion	-	-	✓	✓	✓
3 exocad Module nach Wahl	-	-	-	✓	✓
Alle exocad Module (Ultimate Bundle)	-	-	-	-	✓

Scanner Only
 Für bestehende CAD/CAM-Arbeitsplätze.

ab EUR 249,-
 pro Monat*

Scan Ready
 Scanner inkl. komplettem PC-Arbeitsplatz.

ab EUR 309,-
 pro Monat*

Scan & Design BASIC
 Der Einstieg in exocad.

ab EUR 369,-
 pro Monat*

3 MODULE
Scan & Design PLUS
 Mehr Möglichkeiten für Ihre Konstruktion.

ab EUR 429,-
 pro Monat*

ULTIMATE
Scan & Design PREMIUM
 Maximale Designfreiheit.

ab EUR 479,-
 pro Monat*

* Leasingberechnung: ohne Anzahlung, 60 Monate Laufzeit, Schlussrate 10 % des Kaufpreises.

VERFÜGBARE
MODELLE



CADFLIX
Mini



CADFLIX
High Resolution



CADFLIX
UXD

IM BUNDLE
ENTHALTEN:

	Laborscanner		Aufstellung / Installation		Einweisung		Kostenloser Support
--	--------------	--	----------------------------	--	------------	--	---------------------



WE ARE DIGITAL
DENTISTRY.

Wir beraten Sie gerne!

0800-880 2191

WICHTIGE FRAGEN



1. Möchten Sie nur scannen oder auch konstruieren?

Nur scannen →

Scanner Only / Scan Ready

Scannen & Konstruieren →

Scan & Design BASIC / PLUS / PREMIUM

2. Haben Sie bereits einen geeigneten PC?

Ja →

Scanner Only

Nein →

Scan Ready inklusive komplettem PC-Arbeitsplatz mit Workstation, Monitor, Tastatur und Maus

3. Benötigen Sie zusätzlich die CAD-Software exocad?

Für die digitale Konstruktion stehen drei Ausbaustufen zur Verfügung:

BASIC →

DentalCAD Basisversion

PLUS →

DentalCAD Basisversion + 3 exocad Module nach Wahl

PREMIUM →

DentalCAD + Ultimate Bundle (alle Module)

4. Welche exocad Module sind verfügbar?

- ✓ Virtual Articulator Module
- ✓ Provisional Module
- ✓ TruSmile™ Module
- ✓ ZRS Tooth Library
- ✓ Implant Module
- ✓ Bar Module
- ✓ DICOM Viewer Module
- ✓ Model Creator Module
- ✓ Smile Creator Module
- ✓ Full Denture Module inkl. Ivotion™ Denture System
- ✓ Inspira™ Denture Tooth Library
- ✓ PartialCAD Module
- ✓ Bite Splint Module
- ✓ Jaw Motion Import Module

5. Was ist in den Bundles BASIC, PLUS und PREMIUM immer enthalten?

Laborscanner, PC, Monitor, Tastatur, Maus, exocad je nach gewähltem Bundle, Aufstellung/Installation, Einweisung und kostenloser Support.

6. Wird der Scanner aufgestellt bzw. installiert?

Bei den Bundles BASIC, PLUS und PREMIUM sind die Installation und Einweisung vor Ort inklusive. Bei Scanner Only und Scan Ready ist eine Remote-Einweisung enthalten. Auf Wunsch kann auch hier eine kostenpflichtige Installation und Einweisung vor Ort durchgeführt werden.

7. Kann man die Scan-&-Design-Lösung finanzieren?

Ja. Gerne unterbreiten wir Ihnen gemeinsam mit unserem Finanzierungspartner ein individuelles Finanzierungsangebot.

8. Welchen Support erhalte ich nach dem Kauf?

Unser Support steht Ihnen über die **kostenlose 0800-Servicehotline** zur Verfügung. Bei Bedarf unterstützen wir Sie zusätzlich per **Remotezugriff**. Supportfälle werden priorisiert bearbeitet.

9. Welche Laborscanner stehen zur Auswahl?

Aktuell stehen Ihnen mit dem **CADFLIX Mini**, **CADFLIX High Resolution** und **CADFLIX UXD** verschiedene, mit exocad kompatible Laborscanner zur Verfügung. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Scanner-Modellen und deren jeweiligen Funktionen finden Sie auf der Webseite www.cadflix.at unter dem Menüpunkt „Produkte > Scannen“.



DIGITAL READY

3shape  EDITION

Finden Sie die passende Intraoralscanner-Lösung für Ihr Labor / Ihre Praxis.

Wählen Sie das Setup, das zu Ihren Anforderungen passt - von **BASIC** bis **PREMIUM**.



BASIC

- ✓ TRIOS Core / TRIOS 3
- ✓ Leistungsstarker Laptop
- ✓ Aufstellung / Installation
- ✓ Einweisung
- ✓ erweiterte Garantie mit TRIOS Care
- ✓ kostenloses Leihgerät

ab EUR 329,-
pro Monat *

PLUS

- ✓ TRIOS 5 / TRIOS 6 Wireless
- ✓ Leistungsstarker Laptop
- ✓ Aufstellung / Installation
- ✓ Einweisung
- ✓ erweiterte Garantie mit TRIOS Care
- ✓ kostenloses Leihgerät

ab EUR 429,-
pro Monat *

PREMIUM

- ✓ TRIOS 5 / TRIOS 6 Wireless
- ✓ inkl. MOVE+ / MOVE Pro Cart
- ✓ Aufstellung / Installation
- ✓ Einweisung
- ✓ erweiterte Garantie mit TRIOS Care
- ✓ kostenloses Leihgerät

ab EUR 479,-
pro Monat *

* Leasingberechnung: ohne Anzahlung, 60 Monate Laufzeit, Schlussrate 10 % des Kaufpreises.

TRIOS CORE WIRED

Core.
Essenzielle
Scanfunktionen.



TRIOS 5 WIRELESS

Top-Handling
dank
Scan-Assist.



TRIOS MOVE+

Mehr Komfort
im Dialog mit
Patienten.



TRIOS 3 WIRED

Bewährt - die
vertrauenswürdige
Wahl.



TRIOS 6 WIRELESS

Revolutionär.
Der beste TRIOS aller
Zeiten.



TRIOS MOVE Pro

MOVE Komfort -
jetzt auch
für den TRIOS 6.



VERFÜGBARE
MODELLE

IM BUNDLE
ENTHALTEN:



Scanner



Aufstellung /
Installation



Einweisung



Kostenloser
Support



WE ARE DIGITAL
DENTISTRY.

Wir beraten Sie gerne!



0800-880 2191

[illegible]

DIGITAL READY

MEDIT EDITION

Finden Sie die passende Intraoralscanner-Lösung für Ihr Labor / Ihre Praxis.

Wählen Sie das Setup, das zu Ihren Anforderungen passt - von **BASIC** bis **PREMIUM**.



BASIC	PLUS	PREMIUM
✓ MEDIT iE ✓ Aufstellung / Installation ✓ Einweisung ✓ 12 Monate Garantie ✓ kostenloses Leihgerät	✓ MEDIT i900c / i900m ✓ Leistungsstarker Laptop ✓ Aufstellung / Installation ✓ Einweisung ✓ 24 Monate Garantie ✓ kostenloses Leihgerät	✓ MEDIT i900c / i900m ✓ inklusive Cart ✓ Leistungsstarker Laptop ✓ Aufstellung / Installation ✓ Einweisung ✓ 24 Monate Garantie ✓ kostenloses Leihgerät
ab EUR 249,- pro Monat*	ab EUR 329,- pro Monat*	ab EUR 359,- pro Monat*

* Leasingberechnung: ohne Anzahlung, 60 Monate Laufzeit, Schlussrate 10 % des Kaufpreises.

VERFÜGBARE
MODELLE

neu!

MEDIT iE

Der leichte Einstieg in die digitale Abformung.

MEDIT i900c

Mühelose Präzision mit einem Klick. Ihr Weg.

MEDIT i900m

Mehr als nur kabellos. Echte Mobilität.

DESIGN CART

Designed für Ihren digitalen Workflow mit dem i900c.

MEDIT CART

Maximale Bewegungsfreiheit für den i900m.

IM BUNDLE
ENTHALTEN:

	Scanner		Aufstellung / Installation		Einweisung		Kostenloser Support
--	---------	--	----------------------------	--	------------	--	---------------------

CAM

WEGWEISER

Finden Sie die passende CAM-Lösung für Ihr Labor / Ihre Praxis.

Wählen Sie die Materialien, die Sie bearbeiten möchten.
Wir zeigen Ihnen die dazu passende CAM-Lösung.



WELCHE MATERIALIEN MÖCHTEN SIE BEARBEITEN?



BASIC

Trockenbearbeitung

Ideal für den täglichen Laboralltag und wirtschaftliche Fertigung.

Geeignet für:

- ✓ Zirkon
- ✓ Composite
- ✓ Wachs
- ✓ PMMA
- ✓ Kunststoffe
- ✓ PEEK



PASSENDEN
MASCHINEN

vhf
E5

vhf
T5 evo

PrograMill
Dry

ab EUR 499,-
pro Monat*

PLUS

Nass- & Trockenbearbeitung

Für mehr Materialvielfalt und größere Indikationsbereiche.

Zusätzlich zu CAM Basic:

- ✓ Metall- / Block-Bearbeitung
- ✓ Glaskeramik
- ✓ Ti-Preforms



Tizian
3.5 pro

PrograMill
7 Pure

inkl. Maschinentisch

ab EUR 1.199,-
pro Monat*

PREMIUM

Maximale Materialfreiheit

Für höchste Ansprüche und maximale Fertigungstiefe.

Zusätzlich zu CAM Plus:

- ✓ inklusive Rondenwechsler für effizienten 24/7 Betrieb



Tizian 3.5
Loader pro

PrograMill
7

inkl. Maschinentisch

ab EUR 1.399,-
pro Monat*



CAM-LÖSUNGEN können einzeln oder kombiniert eingesetzt werden.
Häufig werden unterschiedliche Lösungen für maximale Effizienz und Materialvielfalt kombiniert.

* Leasingberechnung:
ohne Anzahlung, 60 Monate Laufzeit,
Schlussrate 10 % des Kaufpreises.

LIEFERUMFANG:

Unabhängig von der gewählten **CAM-LÖSUNG** erhalten Sie ein Komplettpaket, das Sie für einen reibungslosen Start und effizientes Arbeiten benötigen.

IM BUNDLE ENTHALTEN:

									EUR 2.000,-
Maschine	PC/Laptop	Software	Werkzeuge	Absaugung / Base Set	Aufstellung / Installation	Einweisung	Support	Materialpaket	



WICHTIGE FRAGEN



1. Welche Materialien möchten Sie bearbeiten?

Je nach CAM-Lösung können Zirkon, PMMA, Composite, Wachs, PEEK, Glaskeramik, Titan und Kobalt-Chrom bearbeitet werden. Die Materialauswahl ist ein wesentlicher Faktor für die Wahl der passenden Fräsmaschine.

2. Möchten Sie trocken, nass oder beides fräsen?

TROCKEN → BASIC

NASS & TROCKEN → PLUS

NASS & TROCKEN + RONDENWECHSLER → PREMIUM

3. Soll die Maschine auch über Nacht produzieren können?

NASS & TROCKEN + RONDENWECHSLER → PREMIUM

Der automatische Rondenwechsler ermöglicht eine effiziente, automatisierte Produktion – auch über Nacht.

4. Möchten Sie eine einzelne Maschine oder mehrere CAM-Lösungen kombinieren?

Beides ist möglich. Die CAM-Lösungen können einzeln oder miteinander kombiniert eingesetzt werden. Gerade bei unterschiedlichen Materialien und Anforderungen kann die Kombination mehrerer Maschinen die Materialvielfalt und Effizienz erhöhen.

5. Was ist in einem Bundle immer enthalten?

Unabhängig von der gewählten CAM-Lösung erhalten Sie ein Komplettpaket: Fräsmaschine, PC/Laptop, Software, Werkzeuge, Absaugung, Aufstellung/Installation, Einweisung, Support und kostenloses Materialpaket.

6. Wird die Fräsmaschine aufgestellt bzw. installiert?

Ja. Aufstellung bzw. Installation ist Bestandteil des CAM-Bundles. Zusätzlich ist eine Einweisung enthalten.

7. Kann man die Fräsmaschine finanzieren?

Ja. Gerne unterbreiten wir Ihnen gemeinsam mit unserem Finanzierungspartner ein individuelles Finanzierungsangebot.

8. Bin ich beim Materialkauf vertraglich an CADFLIX gebunden?

Nein. Sie sind bei der Materialbeschaffung nicht an **CADFLIX** gebunden und können Ihre Materialien frei wählen.

9. Welcher Service und Support sind nach dem Kauf enthalten?

Mit dem Premium CAM Telefon- und Remotesupport erhalten Sie Unterstützung für Ihre CAM-Software sowie die Maschinen-Soft- und Hardware. Der Support erfolgt telefonisch und per Remotezugriff. Zusätzlich profitieren Sie von einer **kostenlosen 0800-Servicehotline** und einer priorisierten Bearbeitung Ihrer Supportfälle.

10. Wo finde ich ausführliche Informationen zu den einzelnen Fräsmaschinen?

Ausführliche Informationen zu den verfügbaren Fräsmaschinen, ihren jeweiligen Funktionen, technischen Eigenschaften und Ausstattungsvarianten finden Sie auf www.cadflix.at im Bereich „**Produkte > Fräsen**“. Dort können Sie sich einen detaillierten Überblick über die einzelnen Systeme verschaffen.

3D PRINT

WEGWEISER

Finden Sie die passende 3D-Drucker-Lösung für Ihr Labor / Ihre Praxis.

Wählen Sie das Setup, das zu Ihren Anforderungen passt - von Drucker bis zur All-Inclusive-Komplettlösung.



BASIC

- ✓ Uniformation GK3 Pro
- ✓ **CADFLIX** Professional VAT (Resinwanne)
- ✓ ELEGOO Mercury XS Bundle Wasch- & Lichthärte-Station
- ✓ 1x NYTE3D Model Resin Ivory | 1 kg
- ✓ Remote-Einweisung
- ✓ 12 Monate Fernwartung

EUR 1.690,-
Einmalzahlung

PLUS

- ✓ ASIGA MAX UV 2
- ✓ ASIGA Cure
- ✓ ASIGA Universal Tray 2 l
- ✓ ELEGOO Mercury XS Bundle Wasch- & Lichthärte-Station
- ✓ 1x 3D-Druck-Resin | 1 kg
- ✓ **optional: Care & Support Servicevertrag**

ab EUR 329,-
pro Monat*

PREMIUM

- ✓ ASIGA ULTRA
- ✓ ASIGA Cure
- ✓ ASIGA Universal Tray 2 l
- ✓ ELEGOO Mercury XS Bundle Wasch- & Lichthärte-Station
- ✓ 1x 3D-Druck-Resin | 1 kg
- ✓ **optional: Care & Support Servicevertrag**

ab EUR 429,-
pro Monat*

* Leasingberechnung: ohne Anzahlung, 60 Monate Laufzeit, Schlussrate 10 % des Kaufpreises.

UNIFORMATION GK3 PRO

Präzise und temperaturstabile Produktion für transparente Indikationen.



ASIGA MAX UV 2

Der bewährte Dental-3D-Drucker für präzise und wirtschaftliche Produktion.



ASIGA ULTRA

Der nächste Standard für industrielle Dental-3D-Druckproduktion



IM BUNDLE ENTHALTEN:

	3D Drucker		Lieferung		Einweisung (BASIC)		Kostenloser Support
--	------------	--	-----------	--	--------------------	--	---------------------

VERFÜGBARE
MODELLE

OFEN

WEGWEISER

Finden Sie die passende Ofen-Lösung für Ihr Labor / Ihre Praxis.

Wählen Sie die Eigenschaften, die Sie benötigen.
Wir zeigen Ihnen die passende Ofen-Lösung.



	BASIC	PLUS	PREMIUM
für Einsteiger (geringe Investition)	✓	✓	✓
kleine Stückzahlen	✓	✓	✓
Premium Features	-	✓	✓
mittlere Stückzahlen	-	✓	✓
maximale Flexibilität	-	-	✓
hohe Stückzahlen	-	-	✓

BASIC

Ideal für Labore, die hauptsächlich Zirkon bearbeiten.



ab EUR 149,-
pro Monat *

PLUS


Für Speed-Sintern, Glasurbrand und Presskeramik im Laboralltag.



ab EUR 169,-
pro Monat *

PREMIUM

Für Labore und Praxen mit höchsten Anforderungen.



ab EUR 219,-
pro Monat *

* Leasingberechnung: ohne Anzahlung, 60 Monate Laufzeit, Schlussrate 10 % des Kaufpreises.

EIGENSCHAFTEN:



Sintern



Pressen



Brennen

IM BUNDLE ENTHALTEN:

					Alles dabei!
Ofen	Lieferung	Remote-Einweisung	Support	Inklusive: Vakuumpumpe (falls erforderlich)	



NEXT STEP



DIGITAL

Ihr nächster Schritt.

Digitalisierung ist kein einmaliger Kauf, sondern ein Prozess. Unsere Wegweiser sind als Orientierung entlang dieses Weges gedacht: Sie zeigen, welche Lösungen grundsätzlich zu Ihren Anforderungen passen – und welche Fragen Sie sich vorher stellen sollten.

Den konkreten Schritt gehen wir gemeinsam. Als Digitalisierungsexperte begleitet **CADFLIX** Sie von der ersten Überlegung über Auswahl, Installation und Einweisung bis in den laufenden Betrieb. Mit praxisnahen Erfahrungswerten aus unserer eigenen Produktion.

Lassen Sie uns reden - wir beraten Sie gerne!



0800-880 2191



WE ARE DIGITAL DENTISTRY.

CADFLIX.AT

CADFLIX GmbH

Gasteiner Straße 41
5500 Bischofshofen
Austria

+43 (0) 720 / 710 900
office@cadflix.at
www.cadflix.at

Bestellhotline: +43 (0) 720 / 710 900
Onlineshop: www.cadflix.shop